



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Szakellátások részére

Tel: 42/599-789 Honlap: www.szszbmk.hu
e-mail:kozponti.laboratorium.nyiregyhaza@szszbmk.hu

JA B 7-10/77-13

Változat: 1

Oldal: 1/2

Hatálybalépés:

2023-10-03

TAJ	<input type="text"/>	Nem/szül.idő	<input type="text"/>		Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)				
Beteg neve	<input type="text"/>								
Anyja neve	<input type="text"/>	Állampolg.	H	U		N	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Irányítósz.	<input type="text"/>	Helység:	<input type="text"/>	Tér. kat.		1	4	E	egyéb <input type="text"/>
Utca, házzs.	<input type="text"/>			Beküldő hosszú bélyegzője:		Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)		
Bek. kódja	<input type="text"/>					<input type="text"/>			
Naplószám	<input type="text"/>					Orvos aláírása:			
Beutaló dátuma	<input type="text"/>					<input type="text"/>			
Esedékesség	<input type="text"/>			Telefonszám		06	<input type="text"/>		
Beut. iránya	1 5 0 1 2 5 0 1 0			NYJAT Központi Laboratórium, Nyíregyháza			Mintavétel ideje	<input type="text"/>	
Területi ellátási kötelezettség ("X")	<input type="checkbox"/>	24 órás gyűjtött vizelet mennyisége:			<input type="text"/>	ml	Mintát vette	<input type="text"/>	

A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • **Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni!**
• • **EU beteg** kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevelezését.

KÉMIA-IMMUNKÉMIA				VIZELETVIZSGÁLATOK				DIABETES MONITOROZÁS			
ASAT (GOT)	P	1	Anorg. foszfát	P	30	Vizelet ált.+ül.	V	110	Hgb A1c (3 hó)	L	128
ALAT (GPT)	P	2	Kalcium	P	31	Vizelet kalcium	V	90	Fruktózamin (3 hét)	P	129
LDH	P	3	Magnézium	P	32	Vizelet kreatinin	V	91	Glükóz (30') terhelés	S	71
CK	P	4	Vas (2 hét)	P	33	Vizelet foszfor	V	92	Glükóz (60') terhelés	S	72
CK-MB	P	5	Transzferrin (2 hét)	P	34	Vizelet karbamid	V	93	Glükóz (90') terhelés	S	73
Gamma GT	P	6	Szol.transzf.rec. (2 hét)	P	35	Vizelet húgysav	V	94	Glükóz (120') terhelés	S	74
Alkalikus foszfatáz	P	7	Transzferrin szaturáció*	P	36	Vizelet glukóz *	V	95	Inzulin	P	200
Alfa-amiláz	P	8	* Számított! Fe, Transf. kéréseket indikál			* csak friss vizeleteből!			Inzulin (30') terhelés	P	201
(Pseudo)-kolinészteráz	P	10	Ferritin (2 hét)	P	37	Vizelet amiláz	V	96	Inzulin (60') terhelés	P	202
Karbamid	P	11	Réz	P	38	Vizelet összfehérje	V	97	Inzulin (90') terhelés	P	203
Kreatinin	P	12	Cink	P	39	Vizelet totál protein/kreatinin	V	278	Inzulin (120') terhelés	P	204
Cisztatin C	P	14	Nátrium	P	40	Vizelet albumin	V	98	C-peptid	P	205
Húgysav	P	15	Kálium	P	41	Vizelet albumin/kreatinin ráta	V	279	C-peptid (30') terhelés	P	206
Össz-koleszterin (2hét)	P	16	Klorid	P	42	Vizelet magnézium	V	99	C-peptid (60') terhelés	P	207
Triglicerid (2 hét)	P	17	IgG	P	43	Vizelet nátrium	V	100	C-peptid (90') terhelés	P	208
HDL-koleszterin (2 hét)	P	18	IgA	P	44	Vizelet kálium	V	101	C-peptid (120') terhelés	P	209
LDL-koleszterin*	P	19	IgM	P	45	Vizelet klorid	V	102	GYÓGYSZERSZINT		
* Számított! Össz-kol., Trig., HDL-kol. kéréseket indikál			Komplement-3	P	46	Vizelet VMA	V	103	Carbamazepin	P	173
			Komplement-4	P	47	Vizelet 5-HIA	V	104	Valproinsav	P	174
			Coeruloplazmin	P	48	Vizelet ozmolalitás	V	105	Phenytoin	P	177
Glucose	P	20	Haptoglobin	P	49	Endogén kreatinin clearance*	P	13	Digoxin	P	178
Összbilirubin	P	21	Kappa - Lambda könnyűlánc (1 hó)	P	50,51	* A vizsgálathoz 24 órás gyűjtött vizelet szükséges. Kérése se Kreatinint indikál!					
Direkt bilirubin	P	22	Alfa-1-antitripszin	P	52						
Összfehérje	P	23	Apolipoprot. A1 (2 hét)	P	53	Drog panel (kimutatás)*	V	106	Theophyllin	P	175
Albumin	P	24	Apolipoprot. B (2 hét)	P	54	Víz. Barbiturát*	V	107	Phenobarbitál	P	176
Prealbumin	P	25	Lipoprotein(a) (2 hét)	P	55	Víz. Benzodiazepin*	V	108	Lítium	P	56
CRP	P	26	Ozmolalitás	P	60	Víz. triciklikus antidep.*	V	109	Gentamicin (völgy)	P	238
AST	P	27	Egyéb testf. amiláz		68				Gentamicin (csúcs)	P	239
Rheuma faktor	P	28	Egyéb testf. Lipáz		69	* csak friss vizeleteből!					

Jelmagyarázat: P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citrátos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet; PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között, Z: heparinos zöld

A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Szakellátások részére

Tel: 42/599-789 Honlap: www.szszbmk.hu
e-mail:kozponti.laboratorium.nyiregyhaza@szszbmk.hu

JA B 7-10/77-13

Változat: 1
Oldal: 1/2
Hatálybalépés:
2023-10-03

HAEMATOLÓGIA			HORMONOK			AUTOIMMUNITÁS			KÓROKOZÓ SZEROLÓGIA		
Kvalitatív vérkép	L	120	TSH supersens. (1 hó)	P	141	Thyreoglobulin spec.AT.	P	145	HBsAg	P	250
Kvalitatív vérkép+retic.	L	121	FT3 (1 hó)	P	142	Anti-TPO	P	146	Anti-HBs AT	P	251
PLT citrátos mintából	K	123	FT4 (1 hó)	P	143	Anti-filaggrin	P	179	Anti-HBc AT (total)	P	252
PLT heparinos mintából	Z	124	Prolactin	P	182	Antinucleáris faktor	P	240	Anti-HCV AT (IgG)	P	253
Mikroszkópos qualitatív	L	127	LH	P	180	Anti-ds DNA	P	241	Toxoplasma gondii	P	254
Festett kenet készítése	L	125	FSH	P	181	Extrahálható nukleáris Ag elleni AT (SS-A, SS-B, Jo1, Scl70, Sm/RNP)	P	242	CMV	P	255
HAEMOSZTÁZIS			Oestradiol	P	183	Kardiolinin AAT	P	243	Epstein-barr vírus	P	256
Protrombin idő	K	130	Progeszteron	P	184	Gliadin ellenes AT(3 hó)	P	244	Adenovírus	P	257
Trombin idő	K	131	17-alfa-OH-progesteron	P	185	Szöveti transzglutamináz ellenes AT (3 hó)	P	245	HSV 1-2	P	258
APTI	K	132	HCG (total)	P	186	P-ANCA (MPO)	P	246	Helicobacter pylori	P	259
Fibrinogén	K	135	Testoszteron	P	189	C-ANCA (PR3)	P	247	RS vírus	P	260
D-dimer meghatározás	K	136	DHEA-szulfát	P	190	TUMORMARKEREK			Rubeola vírus	P	261
Thrombophilia* (!)	a	139	Szexhormont kötő feh.	P	191	AFP (1 hó)	P	153	Borrelia burg.	P	262
* <i>Test részai: APC rezisztencia, Lupus anticoag.szűrőteszt, Protein C, Protein S, Antithrombin III., Fibrinogén, Prot., APTI, TI.</i> <i>Lásd: (b) megjegyzést!</i>			ACTH (!)	b	192	CEA (1 hó)	P	154	Mycoplasma pneumoniae	P	263
			Parathormon (!)	c	193	CA 125 (1 hó)	P	155	Chlamydia pneumoniae	P	264
			Cortisol (reggel)	P	194	CA 15-3 (1 hó)	P	156	Chlamydia trachomatis	P	265
			Cortisol (délután)	P	195	CA 19-9	P	157	Varicella-zoster vírus	P	266
Lupus anticoag. szűrőteszt*	K	138	Viz.cortisol ürítés(!)	d	196	CA 72-4	P	158	EGYÉB		
* <i>A szűrőteszt pozitív eredménye Lupus anticoag. megerősítő tesztet indikál</i>			Osteocalcin (3 hó) (!)	e	216	S-100	P	159	Vérsejtsüllyedés	F	140
			Thrombocytá aggregáció**		125	Calcitonin	P	217	NSE (1 hó)	P	170
* <i>thrombocytá funkció v. nincs thrombocytá gátló terápia</i>			Thyreoglobulin (1 hó)	P	144	Béta-2 mikroglobulin (1	P	171	Folsav (2 hó)	P	198
			Növekedési hormon	P	210	Vizelet béta-2	V	172	Terhességi t. (vizelet)	V	187
			HGH (30') terhelés	P	211	PSA (1 hó)	P	150	Kóanalízis	kő	59
* <i>(Arachidonsav) Aspirin terápia és egyéb COX gátlók monitorozása</i>			HGH (60') terhelés	P	212	Szabad PSA (1 hó)	P	151	Széklet vér (imm.mód.)	sz	58
			HGH (90') terhelés	P	213	ELFO			Myoglobin	P	148
			HGH (120') terhelés	P	214	Fehérje elektroforézis	P	220	Homocisztein (!)	f	199
* <i>Thrombocytá aggregáció (ADP2)**</i>			ALLERGIA			Vizelet fehérje ELFO	V	221	Vizelet pyrlinks (3 hó)	d	215
			All. spec. IgE Inhalatív	P	230	Fehérje immunfixáció	P	222	Véralkohol (!)	g	63
* <i>Clodidogrel és egyéb ADP antagonistá terápia monitorozása</i>			All. spec. IgE Inhalatív	P	231	Vizelet feh. immunfix.	V	223			
			All. spec. IgE Nutritív 1	P	232						
			All. spec. IgE Nutritív 2	P	233						
# <i>Csak a nyiregyházi laboratóriumban vehető le előzetes időpont kérésessel: (42) 599-700/1483 mellék</i>			Össz IgE (1 hó)	P	235						

Jelmagyarázat:

P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citrátos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet; PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között, Z: heparinos zöld

Megjegyzések:

Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kéréslapokat nem tudunk elfogadni.

EU beteg kéréslapjához kérjük csatolni a biztosítási kártya mindkét oldalának másolatát. TAJ helyére az útlevel számát kérjük. A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható.

Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!

Vizelet vizsgálatok: A kémiai vizsgálatokat végezzük gyűjtött és friss vizeletből is. Ha gyűjtött minta érkezik, kérjük a gyűjtés idejét és mennyiségét feltüntetni. Ez esetben az eredményhez ref. tartományt is meg tudunk adni. Friss mintánál csak a koncentrációt.

Glükóz terhelés (OGTT): Ha a terhelés nem 75 g glükózzal történt, kérjük megjegyzésként jelezni!

Speciális kezelést igénylő vizsgálatok:

- Thrombophilia panel:** A vizsgálatok csak abban az esetben végezhetőek el, ha a minta (3 cső kék, Citrátos) a mintavételtől számított max. 4 órán belül a laboratóriumba érkezik, ill. ha a vérvétel a JAOK Központi Laboratóriumban történik. *Beküldött minta esetén kérjük a mintavétel pontos időpontját (óra, perc) a kéréslapon feltüntetni!*
- ACTH:** Vérvétel után a csövet (lila, EDTA) jég közé kell tenni, azonnal centrifugálni és a plazmát lefagyasztani.
- Parathormon:** A szérum stabilitása szobahőn: 4 óra, +4°C-on: 48 óra! A szérumot szeparálni kell és azonnal hűtőbe tenni!
- Viz.cortisol ürítés, Vizelet pyrlinks:** Csak 24 órás gyűjtött vizeletből végezzük:
- Osteocalcin:** Vérvétel után a csövet (piros, natív) jég közé kell tenni, azonnal centrifugálni és a szérumot lefagyasztani.
- Homocisztein:** Vérvétel után a csövet (lila, EDTA) azonnal centrifugálni és a plazmát lefagyasztani. Ha nem megoldott az azonnali centrifugálás jég közé kell tenni centrifugálásig. A laboratóriumba csak a lefagyasztott plazma küldhető!
- Véralkohol:** A csövet (lila, EDTA) jól lezárva, 2-4 °C-on haladéktalanul kell küldeni!

A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!