



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Szakellátások részére

Tel: 42/599-789 Honlap: www.szszbmk.hu
e-mail:kozponti.laboratorium.nyiregyhaza@szszbmk.hu

JA B 7-10/77-13

Változat: 1

Oldal: 1/2

Hatálybalépés:
2023-10-03

TAJ		Nem/szül.idő		
Beteg neve				
Anyja neve		Állampolg.		
Irányítósz.		Helység:		Tér. kat.
Utca, házsz.		Beküldő hosszú bélyegzője:	Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)
Bek. kódja				
Naplószám			Orvos aláírása:	
Beutaló dátuma				
Esedékesség		Telefonszám	06	Diagnózis (BNO kód)
Beut. iránya		NYJAT Központi Laboratórium, Nyíregyháza	Mintavétel ideje	
Területi ellátási kötelezettség ("X")	☐	24 órás gyűjtött vizelet mennyisége:		ml Mintát vette

A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni!
• • EU beteg kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útleveleszámát.

KÉMIA-IMMUNKÉMIA				VIZELETVIZSGÁLATOK				DIABETES MONITOROZÁS			
ASAT (GOT)	P	1		Anorg. foszfát	P	30		Hgb A1c (3 hó)	L	128	
ALAT (GPT)	P	2		Kalcium	P	31		Fruktózin (3 hét)	P	129	
LDH	P	3		Magnézium	P	32		Glükóz (30') terhelés	S	71	
CK	P	4		Vas (2 hét)	P	33		Glükóz (60') terhelés	S	72	
CK-MB	P	5		Transzferrin (2 hét)	P	34		Glükóz (90') terhelés	S	73	
Gamma GT	P	6		Szol.transzf.rec. (2 hét)	P	35		Glükóz (120') terhelés	S	74	
Alkalikus foszfatáz	P	7		Transzferrin szaturáció*	P	36		Inzulin	P	200	
Alfa-amiláz	P	8		* Számított! Fe, Transf. kéréseket indikál				Inzulin (30') terhelés	P	201	
(Pseudo)-kolinészteráz	P	10		Ferritin (2 hét)	P	37		Inzulin (60') terhelés	P	202	
Karbamid	P	11		Réz	P	38		Inzulin (90') terhelés	P	203	
Kreatinin	P	12		Cink	P	39		Inzulin (120') terhelés	P	204	
Cisztatin C	P	14		Nátrium	P	40		C-peptid	P	205	
Húgysav	P	15		Kálium	P	41		C-peptid (30') terhelés	P	206	
Össz-koleszterin (2hét)	P	16		Klorid	P	42		C-peptid (60') terhelés	P	207	
Triglicerid (2 hét)	P	17		IgG	P	43		C-peptid (90') terhelés	P	208	
HDL-koleszterin (2 hét)	P	18		IgA	P	44		C-peptid (120') terhelés	P	209	
LDL-koleszterin*	P	19		IgM	P	45		GYÓGYSZERSZINT			
* Számított! Össz-kol., Trig., HDL-kol. kéréseket indikál				Komplement-3	P	46		Carbamazepin	P	173	
Glucose	P	20		Komplement-4	P	47		Valproinsav	P	174	
Összbilirubin	P	21		Coeruloplazmin	P	48		Phenytoin	P	177	
Direkt bilirubin	P	22		Haptoglobin	P	49		Digoxin	P	178	
Összfehérje	P	23		Kappa - Lambda könnyűlánc (1 hó)	P	50,51		Theophyllin	P	175	
Albumin	P	24		Alfa-1-antitripszin	P	52		Phenobarbitál	P	176	
Prealbumin	P	25		Apolipoprot. A1 (2 hét)	P	53		Lítium	P	56	
CRP	P	26		Apolipoprot. B (2 hét)	P	54		Gentamicin (völgy)	P	238	
AST	P	27		Lipoprotein(a) (2 hét)	P	55		Gentamicin (csúcs)	P	239	
Rheuma faktor	P	28		Ozmolalitás	P	60					
				Egyéb testf. amiláz		68					
				Egyéb testf. Lipáz		69					

Jelmagyarázat: P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citrátos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet;
PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között, Z: heparinos zöld

A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Szakellátások részére

Tel: 42/599-789 Honlap: www.szszbmk.hu
e-mail:kozponti.laboratorium.nyiregyhaza@szszbmk.hu

JA B 7-10/77-13

Változat: 1

Oldal: 1/2

Hatálybalépés:
2023-10-03

HAEMATOLÓGIA				HORMONOK				AUTOIMMUNITÁS				KÓROKOZÓ SZEROLÓGIA			
Kvalitatív vérkép	L	120		TSH supersens. (1 hó)	P	141		Thyreoglobulin spec.AT.	P	145		HBsAg	P	250	
Kvalitatív vérkép+retic.	L	121		FT3 (1 hó)	P	142		Anti-TPO	P	146		Anti-HBs AT	P	251	
PLT citratos mintából	K	123		FT4 (1 hó)	P	143		Anti-filaggrin	P	179		Anti-HBc AT (total)	P	252	
PLT heparinos mintából	Z	124		Prolactin	P	182		Antinucleáris faktor	P	240		Anti-HCV AT (IgG)	P	253	
Mikroszkópos kvalitatív	L	127		LH	P	180		Anti-ds DNA	P	241		Toxoplasma gondii	P	254	
Festett kenet készítése	L	125		FSH	P	181		Extrahálható nukleáris Ag elleni AT (SS-A, SS-B, Jo1, Scl70, Sm/RNP)	P	242		CMV	P	255	
HAEMOSZTÁZIS				Oestradiol	P	183		Kardiolipin AAT				Epstein-barr vírus	P	256	
Protrombin idő	K	130		Progeszteron	P	184						Adenovírus	P	257	
Trombin idő	K	131		17-alfa-OH-progeszteron	P	185						HSV 1-2	P	258	
APTI	K	132		HCG (total)	P	186		Gliadin ellenes AT(3 hó)	P	244		Helicobacter pylori	P	259	
Fibrinogén	K	135		Testoszteron	P	189		Szöveti transzglutamináz ellenes AT (3 hó)	P	245		RS vírus	P	260	
D-dimer meghatározás	K	136		DHEA-szulfát	P	190		P-ANCA (MPO)	P	246		Rubeola vírus	P	261	
Thrombophilia* (!)	a	139		Szexhormont kötő feh.	P	191		C-ANCA (PR3)	P	247		Borrelia burg.	P	262	
* Teszt részei: APC rezisztencia, Lupus anticoag.szűrőteszt, Protein C, Protein S, Antithrombin III., Fibrinogén, Prot., APTI, TI. Lásd.: (b) megjegyzést!				ACTH (!)	b	192		TUMORMARKEREK				Mycoplasma pneumoniae	P	263	
				Parathormon (!)	c	193		AFP (1 hó)	P	153		Chlamydia pneumoniae	P	264	
				Cortisol (reggel)	P	194		CEA (1 hó)	P	154		Chlamydia trachomatis	P	265	
* A szűrőteszt pozitív eredménye Lupus anticoag. megerősítő tesztet indikál				Cortisol (délután)	P	195		CA 125 (1 hó)	P	155		Varicella-zoster vírus	P	266	
				Viz.cortisol ürítés(!)	d	196		CA 15-3 (1 hó)	P	156		EGYÉB			
				Osteocalcin (3 hó) (!)	e	216		CA 19-9	P	157		Vérsejtsüllyedés	F	140	
* Thrombocyta aggregáció*				Calcitonin	P	217		CA 72-4	P	158		B12 vitamin (2 hó)	P	197	
				Thyreoglobulin (1 hó)	P	144		S-100	P	159		Folsav (2 hó)	P	198	
				Növekedési hormon	P	210		NSE (1 hó)	P	170		Terhességi t. (vizelet)	V	187	
* thrombocyta funkció v. nincs thrombocyta gátló terápia				HGH (30') terhelés	P	211		Béta-2 mikroglobulin (1	P	171		Kóanalízis	kő	59	
				HGH (60') terhelés	P	212		Vizelet béta-2	V	172		Széket vér (imm.mód.)	sz	58	
				HGH (90') terhelés	P	213		PSA (1 hó)	P	150		Myoglobin	P	148	
* (Arachidonsav) Aspirin terápia és egyéb COX gátlók monitorozása				HGH (120') terhelés	P	214		Szabad PSA (1 hó)	P	151		Homocisztein (!)	f	199	
				ALLERGIA				ELFO				Vizelet pyrlinks (3 hó)	d	215	
				All. spec. IgE Inhalatív	P	230		Fehérje elektroforézis	P	220		Véralkohol (!)	g	63	
* Thrombocyta aggregáció (ADP2)*				All. spec. IgE Inhalatív	P	231		Vizelet fehérje ELFO	V	221					
				All. spec. IgE Nutritív 1	P	232		Fehérje immunfixáció	P	222					
				All. spec. IgE Nutritív 2	P	233		Vizelet feh. immunfix.	V	223					
* Clopidogrel és egyéb ADP antagonista terápia monitorozása				Össz IgE (1 hó)	P	235									
# Csak a nyíregyházi laboratóriumban vehető le előzetes időpont kérésével: (42) 599-700/1483 mellék															

Jelmagyarázat:

P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citratos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet;
PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között, Z: heparinos zöld

Megjegyzések:

Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kórlapokat nem tudunk elfogadni.

EU beteg kórlapjához kérjük csatolni a biztosítási kártya mindkét oldalának másolatát. TAJ helyére az útlevelel számát kérjük.

A vizsgált után zárójelben, a **szabálykönyvi időkorlátozás** látható.

Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!

Vizelet vizsgálatok: A kémiai vizsgálatokat végezzük gyűjtött és friss vizeletből is. Ha gyűjtött minta érkezik, kérjük a gyűjtés idejét és mennyiségét feltüntetni. Ez esetben az eredményhez ref. tartományt is meg tudunk adni. Friss mintánál csak a koncentrációt.

Glükóz terhelés (OGTT): Ha a terhelés nem 75 g glükózzal történt, kérjük megjegyzésként jelezni!

Speciális kezelést igénylő vizsgálatok:

- Thrombophilia panel:** A vizsgálatok csak abban az esetben végezhetők el, ha a minta (3 cső kék, Citratos) a mintavételtől számított max. 4 órán belül a laboratóriumba érkezik, ill. ha a vérvétel a JAOK Központi Laboratóriumban történik.
Beküldött minta esetén kérjük a mintavétel pontos időpontját (óra, perc) a kórlapon feltüntetni!
- ACTH:** Vérvétel után a csövet **(lila, EDTA) jég közé** kell tenni, azonnal centrifugálni és **a plazmát lefagyasztani**.
- Parathormon:** A szérum stabilitása szobahőn: 4 óra, +4°C-on: 48 óra! **A szérumot szeparálni kell és azonnal hűtőbe** tenni!
- Viz.cortisol ürítés, Vizelet pyrlinks:** Csak 24 órás gyűjtött vizeletből végezzük:
- Osteocalcin:** Vérvétel után a csövet **(piros, natív) jég közé** kell tenni, azonnal centrifugálni és **a szérumot lefagyasztani**.
- Homocisztein:** Vérvétel után a csövet **(lila, EDTA)** azonnal centrifugálni és **a plazmát lefagyasztani**. Ha nem megoldott az azonnali centrifugálás jég közé kell tenni centrifugálásig. A laboratóriumba csak a lefagyasztott plazma küldhető!
- Véralkohol:** A csövet **(lila, EDTA)** jól lezárva, 2-4 °C-on haladéktalanul kell küldeni!

A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!